


リン酸化S6リボソームタンパク質 (Rps6)-S240/244 ウサギ Mab (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P62753

商品番号: CM0000522



前書き

RPS6 (Ser240/244)

を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRPS6と反応します。mTORシグナル伝達およびリボソーム生成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S240/244 ウサギ mAb
備考/別名	S6; eS6; リン酸化S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S240/244
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6194
GeneID	6194
免疫原	合成ペプチド：ヒトリン酸化S6リボソームタンパク質 (RPS6) (NP_001001.2) のS240およびS244周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック