

リン酸化（Ser/Thr）Atm/Atr基質ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000639

前書き

ATM/ATR基質中のリン酸化Ser/Thrを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。DNA損傷シグナル伝達および細胞周期チェックポイントの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化（Ser/Thr）ATM/ATR基質ウサギポリクローナル抗体
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	pan p-S/T
免疫原	リン酸化SおよびTを含む配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	氷袋