

Phospho-Sf3B1-T313 ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - O75533

商品番号: CM0000800



前書き

Phospho-SF3B1 (T313)

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSF3B1 (~146 kDa)

と交差反応性を示します。スプライソソームおよび前駆体mRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SF3B1-T313 ウサギ pAb
備考/別名	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAPI55; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23451
GeneID	23451
免疫原	合成ペプチド - ヒトSF3B1 (NP_036565.2) のT313周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75533
タンパク質分子量	146kDa
発送	保冷バッグ