


Phospho-Shc1-Y427 ウサギポリクローナル抗体 - P29353

商品番号: CM0001636



前書き

WBおよびELISA用Phospho-SHC1-Y427ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスSHC1と反応します。SHC1シグナル伝達、血管新生、酸化ストレス応答の研究において、Y427リン酸化を特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SHC1-Y427 Rabbit pAb
備考/別名	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6464
GeneID	6464
免疫原	合成ペプチド ヒトSHC1 (NP_892113.4) のY427周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P29353
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋