


Phospho-Shp2-Y542 ウサギポリクローナル抗体 - Q06124

商品番号: CM0001522



前書き

Phospho-SHP2-Y542

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてチロシン542がリン酸化されたSH P2を検出します。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。MAPKシグナル伝達およびがん研究に不可欠です。 - Q06124

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-SHP2-Y542 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Phospho-SHP2-Y542
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5781
遺伝子ID	5781
免疫原	合成ペプチド
宿主	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06124
タンパク質重量	68kDa
配送	アイスバッグ