


Phospho-Smad1-S206 ウサギPab Wb、Elisa用 - Q15797

商品番号: CM0001085



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-Smad1 (Ser206)

ウサギポリクローナル抗体です。セリン206でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのSmad1を検出します。BMPシグナル伝達経路研究やリン酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad1-S206 ウサギpAb
別名	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4086
遺伝子ID	4086
免疫原	合成ペプチド：ヒトSmad1 (NP_005891.1) のS206周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15797
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	氷袋