


リン酸化Smad2 (S245/S250/S255) ウサギMab（Wb・Elisa用） - Q15796

商品番号: CM0001588



前書き

ヒトサンプルのウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのPhospho-Smad2-

S245/S250/S255ウサギモノクローナル抗体です。TG F-

βシグナル伝達の中心的な伝達因子であるリン酸化SMAD2を認識します。シグナル伝達、腫瘍抑制、発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-S245/S250/S255 ウサギmAb
別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4087
GeneID	4087
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad2（Q15796）のS245、S250、S255周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52 kDa
輸送方法	保冷剤