


Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q15796 / P84022

商品番号: CM0001236



前書き

二重リン酸化Smad2（S465/467）およびSmad3（S423/425）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。TGF- β シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 ウサギpAb
備考/別名	HSPC193; HstT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4087/4088
遺伝子ID	4087/4088
免疫原	合成ペプチド ヒト Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2（NP_005892.1）のS465およびS467周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796/P84022
タンパク質分子量	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
発送	保冷バッグ