


リン酸化Smad2-S465/S467 ウサギPab Wb・Elisa用 - Q15796

商品番号: CM0000494



前書き

リン酸化Smad2-

S465/S467に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで使用可能です。ヒトおよびマウスのサンプル中のTGFベータ活性化型Smad2を標的とします（分子量約52 kDa）。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Smad2-S465/S467 ウサギpAb
別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4087
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad2（NP_005892.1）のS465およびS467周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52 kDa
配送方法	保冷剤