


Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q15796/P84022

商品番号: CM0001508



前書き

Phospho-Smad2 (S465/S467) および Smad3 (S423/S425) ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の活性化SMAD2/3を特異的に検出します。TGF-βシグナル伝達研究に最適です。WBおよびELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/S467 + Smad3-S423/S425
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4087/4088
遺伝子ID	4087/4088
免疫原	合成ペプチド ヒトSMAD2のS465およびS467周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_005892.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15796/P84022
タンパク質重量	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
配送	アイスバッグ