


Phospho-Smad2-T220 Rabbit Pab - Q15796

商品番号: CM0000743



前書き

Phospho-Smad2-T220 Rabbit

pAbは、スレオニン220でリン酸化された場合にのみ
内在性SMAD2を検出するウサギポリクローナル抗体
です。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラット
のサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad2-T220 Rabbit pAb
備考/別名	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4087
GeneID	4087
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad2 (NP_005892.1) のT220周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15796
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスパック