


Phospho-Smad5 (S463/S465) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99717

商品番号: CM0001901



前書き

S463/S465でリン酸化されたSmad5を標的とする特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAにおいてヒトサンプルで検証済み。BMPシグナル伝達、発生生物学、および細胞分化研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad5-S463/S465 Rabbit mAb
備考/別名	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4090
遺伝子ID	4090
免疫原	ヒトSmad5 (Q99717) のS463およびS465周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスバック