


Phospho-Smad5-S465 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99717

商品番号: CM0001345



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-Smad5-S465 ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中でSer465部位がリン酸化された内在性Smad5を検出します。BMPシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Smad5-S465 ウサギmAb
備考/別名	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S465
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4090
GeneID	4090
免疫原	合成ペプチド ヒトSmad5のS465周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99717
タンパク質分子量	52 kDa
配送	アイスバッグ