

Phospho-Smc1-S957 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14683

商品番号: CM0001677



前書き

WB、IHC-P、ELISA用のリン酸化特異的SMC1 pS957ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSMC1Aと反応します。染色体凝縮およびDNA修復経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SMC1-S957 ウサギmAb
備考/別名	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
種	ヒト
GeneID	8243
免疫原	ヒトSMC1（Q14683）のS957周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14683
タンパク質分子量	143kDa
配送	アイスバッグ