


ホスホSmo S616 ウサギPab - Q99835

商品番号: CM0000448



前書き

Ser616部位のリン酸化Smoothened (SMO) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。ヒトサンプルにおいてWB、ドットブロット、ELISAでの使用が検証済みで、ヘッジホッグシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホSMO S616 ウサギpAb
備考/別名	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6608
GeneID	6608
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99835
タンパク質分子量	86kDa
輸送方法	保冷剤