

ウエスタンブロッティング用 Phospho-Sp1 (T739) ウサギポリクローナル抗体 - P08047

商品番号: CM0000921



前書き

リン酸化Sp1（Thr739）に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロットでの使用が検証済みです。Sp1は細胞増殖、アポトーシス、概日リズムを制御する重要な転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-SP1-T739 Rabbit pAb
備考・別名	SP1; Phospho-SP1-T739
対象種	ヒト
遺伝子ID	6667
免疫原	ヒトSP1のT739周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB（ウエスタンブロッティング）
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08047
タンパク質分子量	81kDa
輸送方法	保冷剤