


## リン酸化Srcファミリー-Y416 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

商品番号: CM0000909



### 前書き

SRCファミリーキナーゼ（SRC、FYN、YES1、LYN、HCK、LCK）のチロシン416番リン酸化を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。癌および免疫分野における細胞シグナル伝達の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit pAb                            |
| 備考／別名      | ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416 |
| 種          | ヒト                                                            |
| GeneID（ヒト） | 6714/2534/3932/7525/3055/4067                                 |
| GeneID     | 6714/2534/3932/7525/3055/4067                                 |
| 免疫原        | ヒトSRCファミリーY416周辺の合成リン酸化ペプチド（NP_005408.1）                      |
| 起源         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                                        |
| 用途         | WB、ELISA                                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS      | P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948           |
| タンパク質分子量   | 60kDa                                                         |
| 発送方法       | 氷袋                                                            |