


## Phospho-Src-Y419 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P12931

商品番号: CM0000997



## 前書き

## Src

Tyr419を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルに対するウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。Srcキナーゼ活性化とシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-Src-Y419 ウサギ mAb                          |
| 備考/別名      | ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419 |
| 種          | ヒト                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6714                                              |
| 遺伝子ID      | 6714                                              |
| 免疫原        | ヒト SRC (P12931) の Y419 周辺の合成リン酸化ペプチド              |
| 由来         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                            |
| 適用         | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                            |
| SWISS      | P12931                                            |
| タンパク質分子量   | 60kDa                                             |
| 発送         | 保冷バッグ                                             |