


Phospho-Src-Y529 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P12931

商品番号: CM0001685



前書き

SrcのTyr529を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。Srcキナーゼの制御およびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Src-Y529 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6714
GeneID	6714
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12931
タンパク質重量	60kDa
配送	アイスバッグ