


Wb・Elisa用 Phospho-Stat1-Y701 ウサギモノクローナル抗体 - P42224

商品番号: CM0000625



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで活性化STAT1を検出するためのPhospho-STAT1-Y701
ウサギモノクローナル抗体です。Tyr701がリン酸化されたヒト、マウス、ラットのSTAT1を認識します。インターフェロンシグナル伝達、JAK-STAT経路、抗ウイルス応答の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT1-Y701 Rabbit mAb
備考／別名	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6772
遺伝子ID	6772
免疫原	合成ペプチド ヒトSTAT1のY701周辺の合成リン酸化ペプチド (P42224)。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42224
タンパク質分子量	87 kDa
輸送方法	保冷剤