

Phospho-Stat3-S727 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用） - P40763

商品番号: CM0000534



前書き

Ser727でリン酸化されたSTAT3を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、IP、IHC-P、ELISAで検証済み。STAT3シグナル伝達と転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-STAT3-S727 ウサギ pAb
備考/別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6774
遺伝子ID	6774
免疫原	合成ペプチド：ヒトPhospho-STAT3-S727 (NP_644805.1) のS727周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88 kDa
輸送	保冷バッグ