

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Phospho-Stat3-Y705 ウサギモノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0000686



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISA用の高特異性 Phospho-STAT3-Y705

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。STAT3シグナル伝達と炎症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT3-Y705 ウサギ mAb
備考/別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6774
GeneID	6774
免疫原	合成ペプチド：ヒトSTAT3 (NP_644805.1) のY705周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ