

Phospho-Stat3-Y705 ウサギモノクローナル抗体 - P40763

商品番号: CM0000979



前書き

WB、IP、ELISA用に検証された高品質なリン酸化STAT3 (Tyr705)

ウサギモノクローナル抗体。ヒトSTAT3に特異的で、Y705活性化部位のリン酸化を検出します。シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT3-Y705 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
種	ヒト
遺伝子ID	6774
免疫原	合成ペプチド - ヒトSTAT3 (NP_644805.1) のY705周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88 kDa
発送	保冷剤 (氷袋)