

Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化Stat3-Y705 ウサギPab - P40763

商品番号: CM0001549



前書き

Y705でリン酸化されたSTAT3を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。JAK/STATシグナル伝達および免疫応答経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STAT3-Y705 ウサギpAb
備考／別名	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; リン酸化STAT3-Y705
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6774
GeneID	6774
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40763
タンパク質分子量	88kDa
発送	保冷バッグ