


Phospho-Stat5A-Y694 ウサギMab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P42229

商品番号: CM0001136



前書き

Tyr694部位でリン酸化されたSTAT5Aに対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。サイトカイン応答および泌乳におけるSTAT5Aシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT5A-Y694 ウサギmAb
別名	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
反応種	ヒト
GeneID	6776
免疫原	合成ペプチド ヒトStat5のY694周辺の合成リン酸化ペプチド（P42229）。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42229
タンパク質分子量	91kDa
発送方法	氷袋