


リン酸化Stat5A-Y694 ウサギPab（Wb、Elisa用） - P42229

商品番号: CM0001004



前書き

リン酸化STAT5A-Y694

ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒトで検証済み。サイトカインシグナル伝達と転写に関与するY694位でリン酸化されたSTAT5Aを標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化STAT5A-Y694 ウサギpAb
備考/別名	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6776
GeneID	6776
免疫原	合成ペプチド / ヒトSTAT5A（NP_001275647.1）のY694位周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42229
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷剤