

Phospho-Stat6-Y641 ウサギポリクローナル抗体 - P42226

商品番号: CM0001747



前書き

Phospho-STAT6-Y641

ウサギポリクローナル抗体は、Y641でリン酸化されたSTAT6を特異的に認識します。ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。IL-4/STAT6シグナル伝達経路および免疫調節の調査に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STAT6-Y641 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6778
GeneID	6778
免疫原	ヒト STAT6 (NP_003144.3) の Y641 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42226
タンパク質分子量	94kDa
配送	氷袋