

Phospho-Stathmin 1-S38 ウサギ Pab - P16949

商品番号: CM0001020

前書き

Stathmin 1

pS38を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。微小管ダイナミクスおよび癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Stathmin 1-S38 ウサギ pAb
備考/別名	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; Clorf215; Phospho-Stathmin 1-S38
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3925
遺伝子ID	3925
免疫原	合成ペプチド：ヒト Stathmin 1 (NP_001138926.1)のS38周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16949
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ