

Phospho-Sting/Tmem173-S365 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q3Tbt3

商品番号: CM0001556



前書き

Phospho-STING/TMEM173-S365

ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに対応しています。cGAS-STING自然免疫経路における重要な活性化マーカーである、セリン365番目でリン酸化されたマウスSTINGを特異的に検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STING/TMEM173-S365 ウサギmAb
別名	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	340061
GeneID	72512
免疫原	マウスSTING（NP_082537.1）のS365周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q3TBT3
タンパク質分子量	43kDa
配送方法	氷袋