

Phospho-Sting/Tmem173-S365 ウサギ Pab - Q3Tbt3

商品番号: CM0001312



前書き

Phospho-STING/TMEM173-S365 ウサギ pAbは、マウスSTINGのS365番目のリン酸化部位を検出し、ヒトと交差反応性を示します。WBおよびELISAに適しており、自然免疫とオートファジーの研究に役立つ抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STING/TMEM173-S365 ウサギ pAb
備考/別名	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
種	マウス
GeneID (ヒト)	340061
GeneID	72512
免疫原	合成ペプチド マウスSTING (NP_082537.1) のS365番目周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3TBT3
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋