

WbおよびElisa用 Phospho-STING/Tmem173-S366 Rabbit Pab - Q86Wv6

商品番号: CM0001798



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用Phospho-STING/TMEM173-

S366ウサギポリクローナル抗体。ヒトSTING/TMEM173のSer366リン酸化部位を標的とし、自然免疫シグナル伝達およびインターフェロン誘導における重要なアダプター分子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STING/TMEM173-S366 Rabbit pAb
備考/別名	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; Phospho-STING/TMEM173-S366
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	340061
遺伝子ID	340061
免疫原	合成ペプチド - ヒトSTING/TMEM173 (NP_938023.1) のS366周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86WV6
タンパク質分子量	42kDa
配送	氷袋