


Phospho-Stk11-S334 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q15831

商品番号: CM0001431



前書き

Phospho-STK11-S334

ウサギポリクローナル抗体は、Ser334がリン酸化されたヒトSTK11を検出します。マウスおよびラットとの交差反応性があります。WBおよびELISAに適しており、腫瘍抑制、細胞代謝、DNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STK11-S334 ウサギpAb
備考/別名	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S334
種	ヒト
GeneID	6794
免疫原	合成ペプチド ヒトSTK11のS334周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_000446.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15831
タンパク質重量	49kDa
配送	アイスバッグ