


ホスホStk11 (S428) ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa用 - Q15831

商品番号: CM0001528



前書き

ホスホSTK11 (S428)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのSTK11と反応し、癌、代謝、細胞極性におけるLKB1シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-STK11-S428 Rabbit pAb
別名	PJS; LKB1; hLKB1; Phospho-STK11-S428
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6794
遺伝子ID	6794
免疫原	ヒトSTK11 (NP_000446.1) のS428周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15831
タンパク質分子量	49kDa
発送	氷袋