

Phospho-Syk-Y323 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc用） - P43405

商品番号: CM0001184



前書き

Phospho-Syk-Y323

ウサギポリクローナル抗体は、チロシン323でリン酸化されたヒトSykを検出します。ウェスタンブロット（WB）および免疫蛍光（IF/ICC）に適しており、免疫シグナル伝達および炎症に関与する脾臓チロシンキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-Syk-Y323 ウサギpAb
備考/別名	IMD82; p72-Syk; Phospho-Syk-Y323
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6850
GeneID	6850
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43405
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ