


Phospho-Tak1 (S412) ウサギポリクローナル抗体 - O43318

商品番号: CM0001701



前書き

Phospho-TAK1 (S412)

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みです。TGF- β 、IL-

1、TLRシグナル伝達経路に関与する重要なMAP3Kを標的とし、NF- κ BおよびJNKの活性化に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TAK1-S412 ウサギ pAb
備考/別名	CSCF; FMD2; TAK1; MEKK7; TGF1 α ; Phospho-TAK1-S412
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6885
GeneID	6885
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43318
タンパク質分子量	67kDa
輸送	氷袋