


Phospho-Tau (S214) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P10636

商品番号: CM0000904



前書き

WB、IHC-P、ELISAによるヒトおよびマウスサンプル中のリン酸化Tauの検出用Phospho-Tau (S214) ウサギモノクローナル抗体です。神経変性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau (S214) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau (S214)
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTauのS214周辺残基に対応するリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
輸送方法	氷袋梱包