


Phospho-Tau-S262 ウサギPab - P10636

商品番号: CM0000530



前書き

Phospho-Tau-S262

ウサギpAbは、Ser262でリン酸化されたタウタンパク質を検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。神経変性研究でのご利用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-S262 ウサギpAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-S262
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド：タウタンパク質S262周辺のリン酸化合成ペプチド (NP_058518.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	氷嚢