


リン酸化タウ（Ser198/Ser199/Ser202）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - P10636

商品番号: CM0001557



前書き

Ser198/Ser199/Ser202部位でリン酸化されたヒトTauを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済み、マウス・ラットと交差反応します。タウオパチーや神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 ウサギpAb
備考・別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4137
遺伝子ID	4137
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送方法	保冷剤