


フォスフォ-Tau-Ser404 ウサギPab - P10636

商品番号: CM0001907



前書き

Phospho-Tau-Ser404

ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。Ser404でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのタウを検出します。アルツハイマー病および神経変性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フォスフォ-Tau-Ser404 ウサギpAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-Ser404
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTau (NP_005901.2) のS404周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
輸送方法	保冷剤