


Phospho-Tau-T181 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P10636

商品番号: CM0001891



前書き

Phospho-Tau-T181 Rabbit monoclonal antibody specifically detects human Tau phosphorylated at T181. Ideal for Western Blot and ELISA applications in neurodegenerative disease research.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T181 Rabbit mAb
備考/エイリアス	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド ヒト Phospho-Tau-T181 (NP_001190181.1) の T181 周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋