


Phospho-Tau-T181 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P10636

商品番号: CM0001151



前書き

T181でリン酸化されたTauを標的とするウサギモノクローナル抗体（SWISS P10636）。ヒト、マウス、ラットでのWB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。アルツハイマー病および神経病理学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T181 ウサギmAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPNB; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	ヒトTauのT181周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷バッグ