

Phospho-Tau-T181 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P10636-5

商品番号: CM0000484

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みの
Phospho-Tau-
T181ウサギポリクローナル抗体です。T181部位でリン酸化されたヒトおよびマウスのTauタンパク質を検出し、アルツハイマー病やタウオパチー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T181 ウサギpAb
別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4137
遺伝子ID	4137
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	P10636-5
タンパク質分子量	32-45kDa/78-80kDa
発送方法	氷袋