


Phospho-Tau-T181 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If, Elisa) - P10636

商品番号: CM0001056



前書き

Thr181でリン酸化されたTauに対する高特異性ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。アルツハイマー病およびタウオパチーIVD研究に不可欠。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T181 ウサギ pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T181
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド: ヒトTau (NP_058519.3?) のT498周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ