

フォスフォ-Tau-T217 ウサギMab（Wb、Elisa用） - P10636-8

商品番号: CM0000670

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのホスホリル化タウ（Thr217）に対するウサギ組換えモノクローナル抗体です。特異的にヒトタウを検出し、アルツハイマー病およびタウオパチー研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T217 Rabbit mAb
備考 / 別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T217
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4137
遺伝子ID	4137
免疫原	ヒトTauのT217周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10636-8
タンパク質分子量	33-46kDa/79-81kDa
発送方法	氷袋