


Phospho-Tau-T231 ウサギPab（Wb、Elisa用） - P10636

商品番号: CM0001205



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたPhospho-Tau-

T231ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラット種を認識します。ヒトTauタンパク質（79kDa）のアルツハイマー病関連リン酸エピトープを標的とします。神経科学および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T231 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4137
GeneID	4137
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋