


Phospho-Tau-T231 ウサギ Pab - P10636

商品番号: CM0000701



前書き

Phospho-Tau-T231 ウサギ pAb (P10636)

は、ヒトおよびマウスのT231部位でリン酸化されたTauを特異的に検出します。WBおよびELISAに適しています。アルツハイマー病およびタウオパチーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Tau-T231 ウサギ pAb
備考/別名	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Phospho-Tau-T231
種	ヒト
遺伝子ID	4137
免疫原	合成ペプチド：ヒトTau (NP_058519.3?) のT548周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P10636
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ