


Phospho-Tbc1D4-S588 ウサギ Pab (Wb、Elisa用) - O60343

商品番号: CM0000932



前書き

Phospho-TBC1D4-S588

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済みです。セリン588でリン酸化されたTBC1D4タンパク質を検出し、インスリン媒介性GLUT4トランスロケーションに関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Phospho-TBC1D4-S588 ウサギ pAb
備考/別名	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-S588
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9882
GeneID	9882
免疫原	合成ペプチド: ヒトTBC1D4 (NP_055647.2) のS588周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60343
タンパク質分子量	147kDa
発送	保冷剤