

Phospho-Tp73-Y99 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15350

商品番号: CM0000692



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用 Phospho-TP73-Y99 ウサギ

pAb。ヒトのTyr99リン酸化p73を検出します。アポトーシス、DNA損傷、肺分化研究に最適です。ヒト検体で検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-TP73-Y99 ウサギ pAb
備考/別名	P73; CILD47; Phospho-TP73-Y99
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7161
GeneID	7161
免疫原	ヒトTP73のY99周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド（合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15350
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ