


ホスホユビキチン（Ser65）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

商品番号: CM0004137



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのホスホユビキチン（Ser65）ウサギモノクローナル抗体です。セリン65でリン酸化されたヒトユビキチンに特異的に結合し、ユビキチンシグナル伝達やプロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Ubiquitin-S65 ウサギmAb
備考 / 別名	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Phospho-Ubiquitin-Ser65
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6233/7311/7314/7316
遺伝子ID	6233/7311/7314/7316
免疫原	ヒトユビキチン (NP_002945.1) のS65周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
タンパク質分子量	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
輸送方法	保冷剤