

Wb、Elisa用 Phospho-Ulk1-S467 ウサギ Pab - O75385

商品番号: CM0001884



前書き

主要なオートファジーキナーゼであるULK1 (S467)を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット(WB)およびELISAでヒトおよびマウス反応性が検証済み。オートファジーおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ULK1-S467 ウサギ pAb
備考/別名	ATG1; ATG1A; UNC51; hATG1; Unc51.1; Phospho-ULK1-S467
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8408
GeneID	8408
免疫原	ヒトULK1 (NP_003556.2)のS467周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75385
タンパク質分子量	113kDa
輸送	保冷バッグ